



ご依頼日

年 月 日

送り先

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-8

(株) レツチェ サービス担当

Tel: 03-5367-2651 Fax: 03-5367-2652

e-mail: service@retsch.co.jp

修理見積依頼書

- 弊社へ修理品を送られる前に、以下の項目に記入してご連絡下さい。
弊社からの見積もりは、当該製品の検品後になります。
- 弊社への送付に際しては、最下段の注意事項を厳守願います。

ご使用先	
会社・機関名	
部署	
ご担当者	
ご住所	〒
TEL/FAX	/
e-mail	

ご依頼者(販売店など窓口)	
貴社名	
部署	
ご担当者	
ご住所	〒
TEL/FAX	/
e-mail	

修理依頼品 (銀色の銘板をご参照下さい。)	
製品名(Type)	
型式(Part No.)	
製造番号(Serial No.)	
ご購入年月日	

ご使用の試料
試料名/注意点

不具合の症状・普段のご使用状況

注意事項
● 毒性・危険性のある試料を扱った機械の修理は、お断りします。
● 可能なかぎり、しっかり梱包して下さい。 運送中の事故、破損につきましては責任を負いかねます。 特に、重い粉碎機(SM、SK、BB等)はできる限り板などに乗せ、しっかり固定して発送して下さい。
● MM300、MM301、TissueLyserは、前面の透明カバーを外して本体のみ発送して下さい。(カバー破損防止の為)
● AS200、MM200、MM300、MM301、TissueLyserは、輸送時用固定ネジをつけて下さい。
● ZM100は、粉碎室と本体の間に布(あるいはそれに代わる物)を入れて本体を固定して下さい。
● 付属部品等もできる限り一緒に送って下さい。 特に超遠心粉碎機(ZM100、ZM200)は、できるかぎりロータとスクリーンも送って下さい。
● 消耗・損傷が著しい場合、または、部品入手が不可能な場合、修理をお断りすることがあります。
● 下記の製品は部品の生産が終了しているため、機種別の修理は行っておりません。 ZM1、1000 BB0,1,2,3 SR1,2,3 SK1 SM1 MS100 KM1,2 RM0 RS1 S1,2 PM4 PT1000 WS1 TG1 VE1000 VS1,1000 VIBRO
● 清掃しないと検品できないほど汚れている場合は、清掃費用を別途請求させていただきます。